

便隐血检测

试剂盒 (双联法)

产品优势



双联法减少HOOK效应影响，最大程度避免饮食、药物等因素的干扰。



灵敏度高，能准确检测出微量出血。



两种结果互相印证，准确性提高、减少复检率。

预期用途



消化道出血性疾病的辅助诊断，大肠癌的初筛。




消化道恶性肿瘤早期筛查及疗效监测。



肠道疾病的常规检查，普查筛选消化道疾病。


检测原理

胶体金法 用双抗体夹心法检测人类粪便中的人血红蛋白(Hb)。



化学法 血红蛋白具有过氧化物酶活性,可使过氧化氢异丙苯释放出新生态氧,使指示剂出现颜色变化。

操作步骤



产品信息

产品名称	规格	包装
便隐血检测试剂盒(双联法)	20人份/盒 25人份/盒	卡型 条型筒装

粤械注准20172401448



广州市宝创生物技术有限公司

地址:广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C6栋301室、401室

电话: 020-32077730 / 020-32077731 传真: 020-32077729 网址: www.ebiotron.com